

Défibrillateur de formation HeartSine Samaritan 300P

La nouvelle version du modèle de formation HeartSine Samaritan 300P est facile à utiliser et guide l'utilisateur à toutes les étapes du processus de réanimation sans avoir à administrer de choc.

La télécommande polyvalente dotée de la technologie bluetooth vous permet de passer d'un scénario à un autre de sorte que le formateur peut aborder concrètement les diverses mises en situation. Cette nouvelle version de formation vous offre quatre scénarios possibles et est utilisable avec toutes sortes de mannequins.



Défibrillateur de formation HeartSine Samaritan 500P

Avec coach de réanimation

Ce modèle dispose des mêmes fonctions que le 300P ; de plus, il offre la possibilité exclusive de donner des informations en temps réel sur la nature et la qualité de la réanimation, caractéristiques propres au modèle Samaritan 500P.

A l'aide de la télécommande, le formateur peut donner des instructions telles que « appuyez plus fort », « appuyez plus vite », « appuyez plus lentement » ou « bonne compression ».



Set de formation

- Modèle de formation Samaritan 300P/500P
- Housse avec deux compartiments
- 5 pièces d'électrodes de formation
- PadPak de formation
- Télécommande avec piles AAA (1,5V) de consommation courante
- Adaptateur pour recharger le modèle de formation
- Manuel d'utilisation.



HeartSine®
www.heartsine.fr